

BRUKSANVISNING

Hegenberger Retractor

A1390



Bruksanvisning.....	2
Instruction for use.....	3
Brugsanvisning.....	4
Brugsanvisning.....	5
Käyttöohjeet.....	6
Gebrauchsanweisung.....	7
Instructions d'utilisation.....	8
Gebruiksaanwijzing.....	9
Instrukcja użytkowania.....	10
Kasutusõpetus.....	11
Naudojimo instrukcijos.....	12
Lietošanas instrukcija.....	13
Istruzioni per l'uso.....	14
Οδηγίες χρήσης.....	15
instruções de uso.....	16
Instrucciones para el uso.....	17
Uputstvo za upotrebu.....	18
Návod k použití.....	19

sv

en

no

da

fi

de

fr

nl

pl

et

lv

lt

it

el

pt

es

sr

cs



Wing Plast AB




1. Öppna förpackningen och ta ut Hegenerberger Retractor. Håll Hegenerberger Retractor som figuren visar.



2. Sätt pekfingret som figuren visar och pressa försiktigt ihop sidorna av Hegenerberger Retractor före insättning. **Använd inte gel / lubrikation på Hegenerberger Retractor.**




3. Patienten måste vara liggande i platt position med benen högt.



4. Håll Hegenerberger Retractors sidor ihoppresade under införande i vagina. Följ bäckenkanalens riktning.



5. Placera Hegenerberger Retractor hela vägen så att cirklarna vilar på labia majora.



6. Bilden visar korrekt placerat Hegenerberger Retractor.



Tag ut Hegenerberger Retractor

7. Pressa försiktigt ihop sidorna på Hegenerberger Retractor före uttagande.

Det är viktigt att med pekfingret tillse att Hegenerberger Retractor går fri från cervix.

Tryck ner den övre delen och ta försiktigt ut Hegenerberger Retractor från vagina.

Kontraindikationer

Hegenberger Retractor får endast användas på kvinnor efter vaginal förlossning.

Hegenberger Retractor får endast användas av medicinskt utbildad personal som har förstått användarinstruktionen.

Patienten måste vara liggande på rygg med benen i benstöd.

Får inte användas på barn eller på patienter som inte har fött vaginalt eller i fall där man måste använda kraft för införande av Hegenberger Retractor.

Får inte användas vid post-partum haemorrhage (blödning).


















Får ej användas utan informerat samtycke från patienten.

Får ej användas under graviditet.

Får ej användas för främre väggs procedurer.

Får inte återanvändas.

Förklaring till märkning på etiketter och bruksanvisning.

 Läs användarmanualen	 Tillverkningsdag	 Återanvänd inte
 Artikel nummer	 Sista förbrukningsdag	 Får ej steriliseras för återanvändning
 Lot nummer	 Använd inte om förpackningen är skadad.	 Temp intervall 0 till 30°C
 Medicinteknisk produkt	 Luftfuktighet 0-70%	 Steriliserad med etylenoxid
 Förvara torrt	 Skydda från solljus	 Latexfri
 Överensstämmer med direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEC (0402).		 Tillverkare



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se



Instructions For Use, Hegenerber Retractor


en




1. Open the pouch and remove the Hegenerber Retractor. Hold the Hegenerber Retractor as shown in the image.



2. Use your index finger as shown in the picture and press the sides of Hegenerber Retractor together before inserting. **Do not use gel or lubrication on Hegenerber Retractor.**




3. The patient must be in a supine position with the legs elevated.




4. Keep the sides of Hegenerber Retractor compressed while inserting it in the vagina. Follow the direction of the pelvic canal.



5. Place Hegenerber Retractor all the way in so that the circles are resting on labia majora.



6. Correct placement of Hegenerber Retractor is shown in this image.



Removing Hegenerber Retractor

7. Gently press the sides of Hegenerber Retractor together before removing.

It is important that you use your index finger to ensure the Hegenerber Retractor is clear of the cervix.

Press down on the top part and gently retract Hegenerber Retractor from the vagina.

Contraindications

Hegenberger Retractor is only intended for use on women following vaginal delivery.

Hegenberger Retractor is only intended for use by trained clinical professionals after understanding the instructions for use.

The patient must be in a supine position with elevated legs.

Not to be used for pediatric patients or for placement in patients who have not delivered or in cases where force would be necessary for insertion.

Not to be used in cases involving post-partum haemorrhage.














Not to be used without informed consent from the patient.

Not to be used during pregnancy.

Not to be used for anterior wall procedures.

Not for reuse.

Explanation of labeling on labels and instructions for use.

 See Instructions for use	 Manufacturing day	 Don't reuse
REF Article number	 Expiration date	 Don't sterilize for reuse
LOT Lot number	 Don't use if package is damaged	 Temp range 0 to 30 °C
MD Medical Device	 Humidity 0-70%	STERILE Sterilized with ethylene oxide
 Keep dry	 Protect from sunlight	 Latex free
 In accordance with the Medical Device Directive 93/42 / EEC (0402).		 Manufacturer



40-A1390-220614






1. Åpne posen og ta ut Heggenberger Retractor. Hold Heggenberger Retractor som vist på bildet.



2. Bruk pekefingeren som vist på bildet og press sidene på Heggenberger Retractor sammen før du setter den inn. **Ikke bruk gele eller glidemiddel på Heggenberger Retractor.**




3. Pasienten må ligge i ryggeleie med bena hevet.



4. Hold sidene på Heggenberger Retractor sammenklemt mens du setter den inn i skjeden. Følg retningen til bekkenkanalen.



5. Plasser Heggenberger Retractor helt inn slik at sirkelene hviler på labia majora.



6. Riktig plassering av Heggenberger Retractor er vist på dette bildet.



Fjerning av Heggenberger Retractor

7. Press sidene på Heggenberger Retractor forsiktig sammen før du fjerner den.

Det er viktig at du bruker pekefingeren for å sikre at Heggenberger Retractor er fri fra livmorhalsen.

Trykk ned den øvre delen og trekk Heggenberger Retractor forsiktig ut fra skjeden.

Kontraindikasjoner

Hegenberger Retractor er kun beregnet for bruk på kvinner etter vaginal fødsel.

Hegenberger Retractor er kun beregnet for bruk av utdannede kliniske fagfolk etter å ha gjort seg kjent medbruksanvisningen.

Pasienten må ligge i ryggeleie med bena hevet.

Skal ikke brukes til pediatriske pasienter eller hos pasienter som ikke har født eller i tilfeller der kraft vil være nødvendig for innsetting.

Skal ikke brukes i tilfeller som involverer blødning etter fødselen.



















Må ikke brukes uten informert samtykke fra pasienten.

Skal ikke brukes under graviditet.

Skal ikke brukes til fremre veggprosedyrer.

Ikke til flergangsbruk.

Forklaring av merking på etiketter og bruksanvisning.

 Se bruksanvisning	 Produksjonsdag	 Skal ikke brukes flere ganger
 Artikkelnnummer	 Utløpsdato	 Ikke steriliser for gjenbruk
 Lotnummer	 Ikke bruk hvis pakken er skadet	 Temperaturområde 0 til 30 °C
 Medisinsk utstyr	 Fuktighet 0-70 %	 STERILEO Sterilisert med etylenoksid
 Oppbevares tørt	 Beskytt mot sollys	 Uten latex
 I samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 / EEC (0402).		 Produsent



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

Wing Plast AB



1. Åbn posen og fjern Hegenberger Retractor. Hold Hegenberger Retractor som vist på billedet.



2. Brug din indexfinger som vist på billedet, og tryk siderne af Hegenberger Retractor sammen, før du indsætter den. **Brug ikke gel eller smøring på Hegenberger Retraktoren.**




3. Patienten skal placeres i rygleje med benene hævet.



4. Hold siderne på Hegenberger Retractor lukket, mens du indsætter den i vagina. Følg retningen af bækkenkanalen.



5. Før Hegenberger Retractor helt ind, så cirklerne hviler på labia majora.



6. Den korrekte placering af Hegenberger Retractor er vist på dette billede.



Fjernelse af Hegenberger Retractor

7. Tryk forsigtigt siderne af Hegenberger Retractor sammen, før den fjernes.

Det er vigtigt, at du bruger din indexfinger for at sikre, at Hegenberger Retractor er fri af cervix.

Tryk ned på den øverste del og træk forsigtigt Hegenberger Retractor ud af vagina.

Kontraindikationer

Hegenberger Retractor er kun beregnet til anvendelse på kvinder efter vaginal fødsel.

Hegenberger Retractor er kun beregnet til brug af uddannede kliniske fagfolk efter at have forstået brugsanvisningen.

Patienten skal være liggende i rygleje med løftede ben.

Må ikke anvendes til pædiatriske patienter eller til anbringelse i patienter, der ikke har født, eller i tilfælde, hvor det ville være nødvendigt at anvende kraft ved indsættelse.

Må ikke anvendes i tilfælde, der involverer post-partum blødning.


















Må ikke anvendes uden informeret samtykke fra patienten.

Må ikke anvendes under graviditet.

Må ikke bruges til operationer på forreste vaginalvæg.

Ikke til genbrug.

Forklaring af mærkning på etiketter og brugsanvisning.

 Se brugsanvisning	 Fremstillingsdag	 Må ikke genbruges
 Artikel nummer	 Udløbsdato	 Steriliser ikke til genbrug
 Partinummer	 Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget	 Temperaturområde 0 til 30 °C
 Medicinsk udstyr	 Luftfugtighed 0 - 70 %	 Steriliseret med ethylenoxid
 Hold deg tør	 Beskyt mod sollys	 Latex fri
 I overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF (0402).		 Fabr ikant



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se






1. Avaa pussi ja poista Hegenberger Retractor. Pidä Hegenberger Retractor kiinni kuvan osoittamalla tavalla.



2. Käytä etusormeasi kuvan osoittamalla tavalla ja paina Hegenberger Retractor sivuja yhteen, ennen kuin asetat sen paikalleen. **Älä käytä geeliä tai voiteluainetta Hegenberger Retractor kanssa.**




3. Potilaan tulee olla selinmakuuasennossa jalat koholla.



4. Pidä Hegenberger Retractor sivuja puristettuina, kun asetat sen emättimeen. Seuraa lantiokanavan suuntaa.



5. Aseta Hegenberger Retractor kokonaan sisään niin, että ympyrät lepäävät suurilla häpyhuulilla.



6. Hegenberger Retractor oikea asetus näkyy tässä kuvassa.



Hegenberger Retractor irrotus

7. Paina Hegenberger Retractor sivuja varovasti yhteen ennen irrottamista.

On tärkeää, että käytät etusormeaa varmistaaksesi, että Hegenberger Retractor on irti kohdunkaulasta. Paina yläosaa alas ja vedä Hegenberger Retractor varovasti ulos emättimestä.

Vasta-aiheet

Hegenberger Retractor on tarkoitettu käytettäväksi vain naisille alatiesynnytyksen jälkeen.

Hegenberger Retractor on tarkoitettu vain käyttöohjeet ymmärtäneiden, koulutettujen terveydenhuollon alan ammattilaisten käyttöön.

Potilaan tulee olla selinmakuuasennossa jalat koholla.

Ei saa käyttää lapsipotilaille tai asettamiseen potilaille, jotka eivät ole synnyttäneet, tai tapauksissa, joissa asettaminen vaatii voimaa.

Ei saa käyttää tapauksissa, joihin liittyy synnytyksen jälkeistä verenvuotoa.


















Ei saa käyttää ilman potilaan tietoista suostumusta.

Ei saa käyttää raskauden aikana.

Ei saa käyttää emättimen etummaisen seinän toimenpiteitä varten.

Ei uudelleenkäyttöön.

Etikettien merkintöjen selitykset ja käyttöohjeet.

 Katso käyttöohjeet	 Valmistuspäivä	 Älä käytä uudelleen
 Artikkelinumero	 Viimeinen käyttöpäivä	 Älä steriloi uudelleenkäyttöä varten
 Erän numero	 Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut	 Lämpötila 0 - 30 °C
 Lääketieteellinen laite	 Ilmankosteus 0-70 %	 Steriloitu etyleenioksidilla
 Pidä kuivana	 Suojaa auringonvalolta	 Lateksivapaa
 Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42 / ETY (0402) mukainen.		 Valmistaja



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se






1. Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie den Hegener Retractor. Halten Sie den Hegener Retractor wie auf der Abbildung dargestellt.



2. Benutzen Sie Ihren Zeigefinger wie in der Abbildung dargestellt und drücken Sie die Seiten des Hegener Retractor zusammen, bevor Sie ihn einführen. **Verwenden Sie kein Gel oder Gleitmittel mit dem Hegener Retractor.**




3. Der Patient muss sich in Rückenlage befinden und die Beine müssen hochgelegt sein.




4. Halten Sie die Seiten des Hegener Retractor zusammengedrückt, während Sie ihn in die Vagina einführen. Folgen Sie der Richtung des Beckenkanals.



5. Führen Sie den Hegener Retractor vollständig ein, so dass die Ringe auf den großen Schamlippen aufliegen.



6. Die korrekte Platzierung des Hegener Retractor wird in diesem Bild gezeigt.



Entfernen des Hegener Retractor

7. Drücken Sie die Seiten des Hegener Retractor vorsichtig zusammen, bevor Sie ihn entfernen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Zeigefinger benutzen, um sicherzustellen, dass der Hegener Retractor die Zervix nicht berührt.

Drücken Sie den oberen Teil nach unten und ziehen Sie den Hegener Retractor vorsichtig aus der Vagina heraus.

Kontraindikationen

Der Heggenberger Retractor ist nur für die Anwendung an Frauen nach einer vaginalen Entbindung bestimmt.

Der Heggenberger Retractor ist nur für die Verwendung durch geschultes klinisches Fachpersonal vorgesehen, welches die Gebrauchsanweisung verstanden hat.

Der Patient muss sich in Rückenlage befinden und die Beine hochlegen.

Nicht geeignet für pädiatrische Patienten oder für die Anwendung bei Patienten, die die noch nicht entbunden haben, oder in Fällen, in denen für das Einsetzen Kraft erforderlich wäre.

Darf nicht bei postpartalen Blutungen verwendet werden.


















Nicht ohne informierte Zustimmung der Patientin verwenden.

Darf nicht während einer Schwangerschaft verwendet werden.

Nicht für Eingriffe an der Vorderwand zu verwenden.

Nicht zur Wiederverwendung.

Erläuterung der Kennzeichnung auf Etiketten und Gebrauchsanweisungen.

 Gebrauchsanweisung befolgen	 Herstellungsdatum	 Nicht wiederverwenden
 Artikelnummer	 Verfallsdatum	 Nicht zur Wiederverwendung sterilisieren
 Chargennummer	 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	 Temperaturbereich 0 bis 30 °C
 Medizinisches Gerät	 Luftfeuchtigkeit 0-70%	 Sterilisiert mit Ethylenoxid
 Trocken aufbewahren	 Vor Sonnenlicht schützen	 Latexfrei
 In Übereinstimmung mit der Medizinprodukterichtlinie 93/42 / EWG (0402).	 Hersteller	



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

Wing Plast AB



1. Ouvrir la pochette et retirer l'écarteur Hegemberg. Tenez l'écarteur Hegemberg comme indiqué sur l'image.



2. Utilisez votre index comme indiqué sur la photo et pressez les côtés de l'écarteur Hegemberg ensemble avant de l'insérer. **Ne pas utiliser de gel ou de lubrifiant sur l'écarteur Hegemberg.**



3. La patiente doit être en décubitus dorsal avec les jambes surélevées.



4. Maintenez les côtés de l'écarteur Hegemberg comprimés lors de son insertion dans le vagin. Suivez la direction du canal pelvien.



5. Placer l'écarteur de Hegemberg jusqu'au bout de manière à ce que les cercles reposent sur les grandes lèvres.



6. Le placement correct de l'écarteur Hegemberg est illustré sur cette image.

Retrait de l'écarteur de Hegemberg Retractor



7. Appuyez doucement sur les côtés de l'écarteur Hegemberg avant de le retirer.

Il est important que vous utilisiez votre index pour vous assurer que l'écarteur Hegemberg est dégagé du col de l'utérus.

Appuyez sur la partie supérieure et retirez doucement l'écarteur Hegemberg du vagin.

Contre-indications

Hegenberger Retractor est uniquement destiné à être utilisé sur les femmes après un accouchement par voie basse.

L'écarteur Hegenberger est uniquement destiné à être utilisé par des cliniciens professionnels formés après avoir compris les instructions d'utilisation.

La patiente doit être en décubitus dorsal avec les jambes surélevées.

Ne pas utiliser chez les patients pédiatriques ou pour le placement chez les patientes qui n'ont pas accouché ou dans les cas où la force serait nécessaire pour l'insertion.

Ne pas utiliser en cas d'hémorragie du post-partum.













Ne pas utiliser sans le consentement éclairé de la patiente.

Ne doit pas être utilisé lors d'une grossesse.

Ne pas utiliser pour les interventions sur la paroi antérieure.

Ne pas réutiliser.

Explication de l'étiquetage sur les étiquettes et mode d'emploi.

 Suivre le mode d'emploi	 Jour de fabrication	 Ne pas réutiliser
REF Numéro de l'article	 Date d'expiration	 Ne pas stériliser pour réutilisation
LOT Numéro de lot	 Ne pas utiliser si le paquet est endommagé	 Plage de température 0 à 30 ° C
MD Directive relative aux dispositifs médicaux	 Humidité 0-70%	STERILEEO Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
 Garder au sec	 Protéger du soleil	 Sans latex
CE 0402 Conformément à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42 / CEE (0402).		 Fabricant



40-A1390-220614




Gebruiksaanwijzing, Hegenerberger Retractor nl



1. Open het zakje en verwijder de Hegenerberger Retractor. Houd de Hegenerberger Retractor vast zoals weergegeven in de afbeelding.



2. Gebruik uw wijsvinger zoals weergegeven in de afbeelding en druk de zijkanten van de Hegenerberger Retractor samen voordat u deze inbrengt. **Gebruik geen gel of smeermiddel op de Hegenerberger Retractor.**




3. De patiënt moet in rugligging liggen met de benen omhoog.



4. Houd de zijkanten van de Hegenerberger Retractor samengedrukt terwijl u deze in de vagina inbrengt. Volg de richting van het bekkenkanaal.



5. Breng de Hegenerberger Retractor volledig in, zodat de cirkels op de grote schaamlippen rusten.



6. De juiste plaatsing van de Hegenerberger Retractor wordt weergegeven in deze afbeelding.



De Hegenerberger Retractor verwijderen

7. Druk de zijkanten van de Hegenerberger Retractor voorzichtig samen voordat u deze verwijdert. Gebruik uw wijsvinger om u ervan te verzekeren dat de Hegenerberger Retractor los is van de baarmoederhals. Druk op het bovenste gedeelte en trek de Hegenerberger Retractor voorzichtig uit de vagina.

Contra-indicaties

De Hegenberger Retractor is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij vrouwen na een vaginale bevalling.

De Hegenberger Retractor is uitsluitend bedoeld voor gebruik door getrainde klinische professionals nadat ze de gebruiksaanwijzing hebben begrepen.

De patiënt moet in rugligging liggen met de benen omhoog.

Niet gebruiken bij pediatrie patiënten of voor plaatsing bij patiënten die niet zijn bevallen of in gevallen waarbij kracht nodig is voor het inbrengen.

Niet gebruiken bij postpartumbloedingen.


















Niet gebruiken zonder geïnformeerde toestemming van de patiënt.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Niet gebruiken voor voorwandprocedures.

Niet voor hergebruik.

Uitleg van etikettering op labels en gebruiksaanwijzing.

 Zie gebruiksaanwijzing	 Productiedatum	 Niet hergebruiken
 Artikelnummer	 Vervaldatum	 Niet steriliseren voor hergebruik
 Lotnummer	 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	 Temperatuurbegrenzing 0 tot 30 °C
 Medisch apparaat	 Vochtigheid 0-70%	 Gesteriliseerd met ethyleenoxide
 Droog bewaren	 Beschermen tegen zonlicht	 Bevat geen latex
 In overeenstemming met de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG (0402).		 Fabrikant



40-A1390-220614






1. Otworzyć woreczek i wyjąć rozwieracz typu Hegenberger. Trzymać rozwieracz w sposób przedstawiony na ilustracji.



2. Użyć palca wskazującego, jak pokazano na ilustracji, i ścisnąć boki rozwieracza typu Hegenberger przed jego wprowadzeniem. **Na rozwieracz typu Hegenberger nie należy nakładać żelu ani środka nawilżającego.**




3. Pacjentka musi leżeć na plecach z uniesionymi nogami.



4. Ścisnąć boki rozwieracza typu Hegenberger podczas wprowadzania go do pochwy. Wprowadzać zgodnie z budową kanału miednicy.



5. Wprowadzić rozwieracz typu Hegenberger do poczucia oporu tak, aby kółka spoczęły na wargach sromowych większych.



6. Prawidłowe umieszczenie rozwieracza typu Hegenberger zostało pokazane na niniejszej ilustracji.



Wymowanie Hegenberger Retractor

7. Delikatnie ścisnąć boki rozwieracza typu Hegenberger przed jego wyjęciem.

Ważne, aby palcem wskazującym sprawdzić, czy rozwieracz nie dotyka szyjki macicy.

Nacisnąć górną część i delikatnie wyciągnąć rozwieracz z pochwy.

Przeciwwskazania

Rozwieracz typu Hegenberger jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u kobiet po porodzie pochwowym.

Rozwieracz typu Hegenberger przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez przeszkolonych lekarzy po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania.

Pacjentka musi leżeć na plecach z uniesionymi nogami.

Nie należy stosować u pacjentek pediatrycznych ani w przypadku tych, które nie rodziły, lub gdyby wprowadzenie rozwieracza wymagałoby użycia siły.


















Nie stosować w przypadkach występowania krwotoku poporodowego.
Nie stosować bez świadomej zgody pacjentki.

Nie stosować w okresie ciąży.

Nie stosować do zabiegów prowadzonych w obrębie ściany przedniej.

Nie do wielokrotnego użycia.

Wyjaśnienie oznakowania na etykietach i w instrukcji użytkowania.

 Patrz: instrukcje użytkowania	 Data produkcji	 Nie używać ponownie
 Numer artykułu	 Termin ważności	 Nie sterylizować w celu ponownego użycia
 Numer partii	 Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	 Zakres temperatur: od 0 do 30°C
 Wyrób medyczny	 Wilgotność: 0-70%	 Sterylizowane tlenkiem etylenu
 Utrzymywać w stanie suchym	 Chronić przed światłem słonecznym	 Nie zawiera lateksu
 Zgodnie z Dyrektywą dot. Wyrobów Medycznych 93/42/EEC (0402).		 Producent



40-A1390-220614





1. Avage kott ja võtke välja Hegener Retractor. Hoidke Hegener Retractor, nagu pildil näidatud.



2. Kasutage nimetissõrme, nagu pildil näidatud ja enne Hegener Retractor sisestamist vajutage selle küljed kokku. **Ärge kasutage Hegener Retractor geeli ega määrdeainet.**




3. Patsient peab olema lamavas asendis, jalad ülles tõstetud.



4. Hoidke Hegener Retractor küljed kokku surutuna, kui selle tuppe sisestate. Järgige vaagnakanali suunda.



5. Asetage Hegener Retractor lõpuni nii, et ringid jääksid suurtele häbememokkadele.



6. Hegener Retractor õige paigutus on näidatud sellel pildil.



Hegener Retractor eemaldamine

7. Enne eemaldamist vajutage Hegener Retractor küljed õrnalt kokku.

On oluline, et kasutaksite nimetissõrme veendumaks, et Hegener Retractor vabaneks lihtsalt emakakaelast.

Vajutage ülemine osa alla ja tõmmake Hegener Retractor õrnalt tupest välja.

Vastunäidustused

Hegenberger Retractor on ette nähtud kasutamiseks ainult naistele pärast vaginaalset sünnitust.

Hegenberger Retractor on mõeldud kasutamiseks ainult koolitatud kliiniliste spetsialistide poolt pärast kasutusjuhistega põhjalikult tutvumist.

Patsient peab olema lamavas asendis, jalad üles tõstetud.

Mitte kasutada pediaatrilistel patsientidel ega paigaldada patsientidele, kes pole sünnitanud, ega ka juhtudel, kui sisestamiseks on vaja kasutada jõudu.

Mitte kasutada sünnitusjärgse hemorraagia korral.


















Mitte kasutada ilma patsiendi teadliku nõusolekuta.

Mitte kasutada raseduse ajal.

Mitte kasutada eesseina protseduuride jaoks.

Mitte korduvkasutada.

Märgistuse selgitus etikettidel ja kasutusjuhendis.

 Vaadake kasutusjuhendit	 Tootmispäev	 Ärge korduvkasutage
 Artikli number	 Aegumiskuupäev	 Ärge steriliseerige korduvkasutamiseks
 Partii number	 Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	 Steriliseeritud etüleenoksiidiga
 Meditsiiniseade	 Niiskus 0 70%	 Latex free
 Hoida kuivas	 Kaitsta päikesevalguse eest	 Lateksivaba
 Vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ (0402).		 Tootja



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se






1. Atveriet maisiņu un izņemiet Hegener Retractor. Turiet Hegener Retractor, kā parādīts attēlā.



2. Izmantojiet savu rādītājpirkstu, kā parādīts attēlā, un pirms ievietošanas saspiediet kopā Hegener Retractor daļas. **Nekļājiēt uz Hegener Retractor gelu vai lubrikantu.**




3. Pacientei jāatrodas guļus stāvoklī ar paceltām kājām.



4. Ievietojot to makstī, turiet Hegener Retractor daļas saspīestas. Sekojiet iegurņa kanāla virzienam.



5. Ievietojiet Hegener Retractor līdz galam tā, lai apļi balstītos uz lielajām kaunuma lūpām.



6. Pareizs Hegener Retractor novietojums ir parādīts šajā attēlā.



Hegener Retractor izņemšana

7. Pirms izņemšanas uzmanīgi saspiediet Hegener Retractor daļas.

Ir svarīgi izmantot rādītājpirkstu, lai nodrošinātu, ka Hegener Retractor nesaskaras ar dzemdes kaklu. Nospiediet augšējo daļu un viegli izvelciet Hegener Retractor no maksts.

Kontrindikācijas

Hegenberger Retractor ir paredzēts lietošanai tikai sievietēm pēc vaginālām dzemdībām.

Hegenberger Retractor ir paredzēts lietošanai tikai apmācītiem klīniskiem speciālistiem, kuri ir izpratuši lietošanas instrukciju.

Pacientei jāatrodas guļus stāvoklī ar paceltām kājām.

Nelietot pediatriem pacientiem vai ievietošanai pacientēm, kuras nav dzemdējušas, vai gadījumos, kad ievietošanai būtu nepieciešams spēks.

Nelietot gadījumos, kas saistīti ar pēcdzemdību asiņošanu.













Nelietot bez pacientes informētas piekrišanas.

Nelietot grūtniecības laikā.

Nelietot priekšējās sienas procedūrām.

Nav paredzēts atkārtotai lietošanai.

Marķējuma skaidrojums uz etiķetēm un lietošanas instrukcijā.

 Skatīt lietošanas instrukciju	 Ražošanas diena	 Neizmanto atkārtoti
REF Izstrādājuma numurs	 Derīguma termiņš	 Nesterilizēt atkārtotai lietošanai
LOT Partijas numurs	 Nelietot, ja iepakojums ir bojāts	 Temperatūras diapazons no 0 līdz 30 ° C
MD Medicīnas ierīce	 Mitrums 0-70%	STERILE EO Sterilizēts ar etilēna oksīdu
 Uzglabāt sausu	 Sargāt no saules gaismas	 Nesatur lateksu
CE 0402 Saskaņā ar Medicīnas ierīču direktīvu 93/42 / EEK (0402).		 Ražotājs



40-A1390-220614






1. Atidarykite maišelį ir išimkite Retractor „Hegenger“. Retractor „Hegenger“ laikykite, kaip parodyta paveikslėlyje.



2. Naudokite rodomąjį pirštą, kaip parodyta paveikslėlyje, o prieš Retractor „Hegenger“ įkišdami, suspauskite iš šonų. **Ant Retractor „Hegenger“ netepkite gelio ar lubrikanto.**




3. Pacientė turi būti atsigulusi ir pakėlusi kojas.



4. Retractor „Hegenger“ kišdami į makštį laikykite jį iš šonų suspaudę. Kiškite dubens kanalo kryptimi.



5. Retractor „Hegenger“ kiškite iki galo taip, kad apskritimai remtųsi į didžiąsias lytines lūpas.



6. Kaip teisingai įkišti Retractor „Hegenger“, parodyta šiame paveikslėlyje.



Hegenger Retractor išėmimas

7. Prieš ištraukdami, Retractor „Hegenger“ švelniai suspauskite iš šonų. Svarbu, kad rodomuoju pirštu įsitikintumėte, jog Retractor „Hegenger“ nesiremia į gimdos kaklelį. Paspauskite viršutinę Retractor „Hegenger“ dalį ir švelniai ištraukite iš makšties.

Kontraindikacijos

Retractor „Hegenberger“ skirtas naudoti tik moterims po gimdymo per makštį.

Retractor „Hegenberger“ skirtas naudoti tik išmokytiems ir su naudojimo instrukcijomis susipažinusiems klinikiniam specialistams.

Pacientė turi būti atsigulusi ir pakėlusios kojas.

Nenaudoti vaikams ir negimdžiusioms pacientėms arba tais atvejais, kai Retractor reikėtų kišti per jėgą.

Nenaudoti tais atvejais, kai kraujuojama po gimdymo.


















Negalima naudoti negavus informuoto asmens sutikimo iš pacientės.

Draudžiama naudoti nėštumo metu.

Draudžiama naudoti atliekant priekinės makšties sienelės procedūras.

Nenaudoti pakartotinai.

Etikečių ženklavimo paaiškinimas ir naudojimo instrukcija.

 Žr. naudojimo instrukciją	 Pagaminimo diena	 Nenaudoti pakartotinai
 Gaminio numeris	 Galiojimo laikas	 Nesterilizuoti pakartotiniam naudojimui
 Partijos numeris	 Nenaudoti, jei pakuotė pažeista	 Temperatūros diapazonas: nuo 0 iki 30 °C
 Medicinos priemonė	 Drėgmė 0–70 %	 Sterilizuotas etileno oksidu
 Laikyti sausoje vietoje	 Saugoti nuo saulės spindulių	 Be latekso
 Atitinka Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (0402).		 Gamintojas



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se






1. Aprire la busta e rimuovere il Hegemberger Retractor. Impugnare il Hegemberger Retractor come mostrato nell'immagine.



2. Posizionare il dito indice come mostrato in figura e premere insieme le due estremità del Hegemberger Retractor prima di inserirlo. **Non applicare gel o lubrificanti sul Hegemberger Retractor.**




3. La paziente deve essere in posizione supina con le gambe sollevate.



4. Tenere compresse le estremità del Hegemberger Retractor mentre lo si inserisce nella vagina. Seguire la direzione del canale pelvico.



5. Introdurre il Hegemberger Retractor completamente, in modo che i cerchi poggino sulle grandi labbra.



6. Il corretto posizionamento del Hegemberger Retractor è mostrato in questa immagine.



Rimozione dello Hegemberger Retractor

7. Premere delicatamente insieme le estremità del Hegemberger Retractor prima di rimuoverlo. È importante utilizzare il dito indice per assicurarsi che il Hegemberger Retractor non urti la cervice. Premere sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il Hegemberger Retractor dalla vagina.

Controindicazioni

Il Hegenberger Retractor è destinato all'uso solo su donne che abbiano partorito per via vaginale.

Il Hegenberger Retractor deve essere utilizzato esclusivamente da parte di professionisti sanitari qualificati, che abbiano letto e compreso le istruzioni per l'uso.

La paziente deve essere in posizione supina con le gambe sollevate.

Da non utilizzare in pazienti pediatriche, in pazienti che non hanno partorito o nei casi in cui sarebbe necessaria forzare l'inserimento.

Da non utilizzare in caso di emorragia post-partum.













Da non utilizzare senza il consenso informato della paziente.

Da non utilizzare durante la gravidanza.

Da non utilizzare per le procedure riguardanti la parete anteriore.

Dispositivo monouso.

Legenda dei simboli sulle etichette e sulle istruzioni per l'uso.

	Vedere le istruzioni per l'uso		Giorno di produzione		Non riutilizzare
REF	Numero dell'articolo		Data di scadenza		Non sterilizzare per il riutilizzo
LOT	Numero di lotto		Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Temperatura di conservazione: da 0 a 30° C
MD	Direttiva sui dispositivi medici		Umidità: 0-70%	STERILE/EO	Sterilizzato con ossido di etilene
	Conservare in luogo asciutto		Proteggere dalla luce solare		Non contiene lattice
CE 0402	Conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE (0402).				Produttore



40-A1390-220614







1. Ανοίξτε το σακουλάκι και αφαιρέστε τον Hegemberger Retractor. Κρατήστε τον Hegemberger Retractor όπως δείχνεται στην εικόνα.



2. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη σας όπως δείχνεται στην εικόνα και πιέστε τις πλευρές του Hegemberger Retractor τον έναν προς τον άλλο πριν τον τοποθετήσετε. **Μη χρησιμοποιείτε τζελ ή λίπανση στον Hegemberger Retractor.**




3. Η ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ύπτια θέση με τα πόδια υψωμένα.



4. Κρατήστε τα πλαϊνά του Hegemberger Retractor συμπιεσμένα ενώ τον εισάγετε στον κόλπο. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του πυελικού σωλήνα.



5. Εισάγετε πλήρως τον Hegemberger Retractor, έτσι ώστε οι κύκλοι να ακουμπούν στα μεγάλα χείλη.



6. Η σωστή τοποθέτηση του Hegemberger Retractor δείχνεται σε αυτή την εικόνα.



Αφαίρεση του Hegemberger Retractor

7. Πιέστε απαλά τις πλευρές του Hegemberger Retractor τον έναν προς τον άλλο, πριν τον αφαιρέσετε.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τον δείκτη σας για να βεβαιωθείτε ότι ο Hegemberger Retractor έχει αποσπαστεί από τον τράχηλο.

Πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος και τραβήξτε απαλά τον Hegemberger Retractor από τον κόλπο.

Αντενδείξεις

Ο Hegener Retractor προορίζεται για χρήση μόνο σε γυναίκες μετά από κολλικό τοκετό.

Ο Hegener Retractor προορίζεται για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους κλινικούς επαγγελματίες και αφού κατανοήσουν αρχικά τις οδηγίες χρήσης.

Η ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ύπτια θέση με υψωμένα πόδια.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιατρικούς ασθενείς ή για τοποθέτηση σε ασθενείς που δεν έχουν γεννήσει ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άσκηση δύναμης για την εισαγωγή.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει επιλόχεια αιμορραγία.

Να μην χρησιμοποιείται χωρίς την συγκατάθεση μετά από ενημέρωση της ασθενούς.

Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επεμβάσεις πρόσθιου τοιχώματος.

Να μην επαναχρησιμοποιείται.

Επεξήγηση της επισήμανσης στις ετικέτες και στις οδηγίες χρήσης.

Βλ. Οδηγίες χρήσης	Ημέρα κατασκευής	Να μην επαναχρησιμοποιείται
Αριθμός αντικειμένου	Ημερομηνία λήξης	Να μην αποστειρώνεται για επαναχρησιμοποίηση
Αριθμός παρτίδας	Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη	Εύρος θερμοκρασίας 0 έως 30 ° C
Ιατρική συσκευή	Υγρασία 0-70%	Αποστειρώθηκε με αιθυλενοξειδίο
Να διατηρείται στεγνό	Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως	Χωρίς λατέξ
Σύμφωνα με την Οδηγία Ιατρικών Συσκευών 93/42 / EEC (0402).		Κατασκευαστής



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se





1. Abra a bolsa e remova o Hegener Retractor. Segure o Hegener Retractor conforme apresentado na imagem.



2. Use o dedo indicador como indicado na figura e pressione os lados do Hegener Retractor, unindo-os, antes de inserir. **Não use gel ou lubrificante no Hegener Retractor.**




3. A paciente deve estar em decúbito dorsal com as pernas elevadas.



4. Mantenha os lados do Hegener Retractor comprimidos enquanto o insere na vagina. Siga a direção do canal pélvico.



5. Insira completamente o Hegener Retractor, de modo que os círculos fiquem apoiados nos grandes lábios.



6. O posicionamento correto do Hegener Retractor é apresentado nesta imagem.



Remoção do Hegener Retractor

7. Pressione suavemente os lados do Hegener Retractor antes da sua remoção.

É importante que use o dedo indicador para garantir que o Hegener Retractor está afastado do colo do útero.

Pressione a parte superior e remova suavemente o Hegener Retractor da vagina.

Contraindicações

O Hegenberger Retractor destina-se apenas a ser utilizado em mulheres após o parto vaginal.

O Hegenberger Retractor destina-se apenas a ser utilizado por profissionais clínicos formados, após a compreensão das instruções de utilização.

A paciente deve estar em decúbito dorsal com as pernas elevadas.

Não deve ser utilizado em pacientes pediátricos, nem colocado em pacientes que não deram à luz ou em casos onde seria necessário aplicar força na sua inserção.

Não deve ser utilizado em casos de hemorragia pós-parto.













Não deve ser utilizado sem o consentimento informado da paciente.

Não deve ser utilizado durante a gravidez.

Não deve ser utilizado para procedimentos na parede anterior.

Não pode ser reutilizado.

Explicação dos símbolos nos rótulos e instruções de utilização.

 Consulte as instruções de utilização	 Manufacturing day	 Não reutilizar
REF Número do artigo	 Expiration date	 Não esterilize com vista à reutilização
LOT Número do lote	 Don't use if package is damaged	 Intervalo de temperatura 0 a 30 °C
MD Dispositivo médico	 Humidity 0-70%	STERILIZED Esterilizado com óxido de etileno
 Manter seco	 Protect from sunlight	 Sem látex
CE 0402 De acordo com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE (0402).		 Fabricante



40-A1390-220614






1. Abra la bolsa y retire el Hegemberger Retractor. Sostenga el retractor Hegemberger como se muestra en la imagen.



2. Use el dedo índice como se muestra en la imagen y presione los lados del Hegemberger Retractor antes de insertarlo. **No utilice gel ni lubricante en el Hegemberger Retractor.**




3. La paciente debe estar en posición supina con las piernas elevadas.



4. Mantenga comprimidos los lados del Hegemberger Retractor mientras lo inserta en la vagina. Siga la dirección del canal pélvico.



5. Coloque el Hegemberger Retractor hasta el fondo de modo que los círculos descansen sobre los labios mayores.



6. En esta imagen se muestra la colocación correcta del Hegemberger Retractor.



Extracción del Hegemberger Retractor

7. Presione suavemente los lados del Hegemberger Retractor antes de retirarlo.

Es importante que use el dedo índice para asegurarse de que el Hegemberger Retractor no toque el cuello uterino.

Presione hacia abajo la parte superior y retire suavemente el Hegemberger Retractor de la vagina.

Contraindicaciones

El Hegenberger Retractor solo está diseñado para usar en mujeres después de un parto vaginal.

El Hegenberger Retractor solo está diseñado para que lo usen profesionales clínicos capacitados después de comprender las instrucciones de uso.

La paciente debe estar en posición supina con las piernas elevadas.

No se debe utilizar en pacientes pediátricos ni para la colocación en pacientes que no hayan dado a luz o en los casos en que sea necesaria la fuerza para la inserción.

No debe utilizarse en casos de hemorragia posparto.

No debe utilizarse sin el consentimiento informado de la paciente.

No debe utilizarse durante el embarazo.

No debe usarse para procedimientos de la pared anterior.

No se debe reutilizar.

Explicación del etiquetado en las etiquetas e instrucciones de uso.

Consultar las instrucciones de uso	Día de fabricación	No reutilizar
REF Número de artículo	Fecha de caducidad	No esterilizar para reutilizar
LOT Número de lote	No lo utilice si el paquete estuviera dañado	Rango de temperatura 0 a 30 °C
MD Producto sanitario	Humedad 0,70 %	STERILE Esterilizado con óxido de etileno
Mantener seco	Proteger de la luz solar	Sin látex
CE 0402 De acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE (0402).		Fabricante



40-A1390-220614





1. Отворите кесицу и извадите Hegenger Retractor. Држите Hegenger Retractor као што је приказано на слици.



2. Користите кажипрст као што је приказано на слици и притисните стране Hegenger Retractor да бисте их спојили пре уметања. **Немојте користити гел на Hegenger Retractor немојте га подмазивати.**




3. Пацијенткиња мора бити у лежећем положају на леђима са подигнутим ногама.



4. Држите стране Hegenger Retractor стиснуте док га уводите у вагину. Пратите правац карличног канала.



5. Поставите Hegenger Retractor до краја тако да се кругови ослањају на велике уснице.



6. Правилно постављање Hegenger Retractor је приказано на овој слици.



Уклањање Hegenger Retractor

7. Пре уклањања, пажљиво притисните стране Hegenger Retractor да бисте их спојили.

Важно је да помоћу кажипрста обезбедите да Hegenger Retractor не закачи грлић материце.

Притисните горњи део и пажљиво извуците Hegenger Retractor из вагине.

Контраиндикације

Hegenberger Retractor је намењен искључиво за употребу код жена након вагиналног порођаја.

Hegenberger Retractor смеју да користе само обучени клинички стручњаци након што се упознају са упутствима за употребу.

Пацијенткиња мора бити у лежећем положају на леђима са подигнутим ногама.

Не сме се користити за педијатријске пацијенте или за постављање код пацијенткиња које нису порађале или у случајевима када би за уметање била неопходна сила.

Не користити у случајевима где постоји крварење након порођаја.

Не сме се користити без информисаног пристанка пацијенткиње.

Не користити током трудноће.

Не користити за захвате на антериорном зиду.

Није за виšekратну употребу.

Објашњење ознака на етикетама и у упутству за употребу.

 Погледајте Упутство за употребу	 Дан производње	 Није за виšekратну употребу
 Број артикла	 Рок употребе	 Немојте стерилисати ради поновног коришћења
 Број серије	 Не користите ако је паковање оштећено	 Температурни опсег од 0 до 30 °C
 Медицинско средство	 Влажност 0-70%	 Стерилизовано етилен оксидом
 Чувати на сувом месту	 Заштитити од сунчеве светлости	 Без латекса
 У складу са Директивом о медицинским уређајима 93/42/ЕЕС (0402).	 Произвођач	



40-A1390-220614





1. Otevřete sáček a vyjměte Hegenerber Retractor. Držte Hegenerber Retractor, jak je znázorněno na obrázku.



2. Použijte ukazováček podle obrázku a před vložením stlačte strany Hegenerber Retractor k sobě. **Na Hegenerber Retractor nepoužívejte gel ani lubrikaci.**




3. Pacientka musí být v poloze na zádech se zvednutými nohama.



4. Při zavádění do pochvy držte strany Hegenerber Retractor stlačené. Postupujte ve směru pánevního kanálu.



5. Umístěte Hegenerber Retractor tak, aby kruhy doléhaly na labia majora.



6. Správné umístění Hegenerber Retractor je znázorněno na tomto obrázku.



Vyjmutí retraktoru Hegenerber Retractor

7. Před vyjmutím jemně stlačte strany Hegenerber Retractor k sobě.

Je důležité, abyste pomocí ukazováčku zajistili, že Hegenerber Retractor není v blízkosti děložního čípku.

Zatlačte na horní část a jemně vytáhněte Hegenerber Retractor z pochvy.

Kontraindikace

Hegenberger Retractor je určen pouze k použití u žen po vaginálním porodu.

Hegenberger Retractor je určen pouze pro použití vyškolenými klinickými odborníky poté, co se seznámili s návodem k použití.

Pacientka musí být v poloze na zádech se zvednutými nohama.

Nepoužívat u pediatrických pacientek, pro umístění u pacientek, které nerodily nebo v případech, kdy by k zavedení bylo nutné použít sílu.

Nepoužívejte v případech poporodního krvácení.


















Nepoužívejte bez informovaného souhlasu pacient.

Nepoužívejte během těhotenství.

Nesmí se používat pro výkony na přední stěně.

Ne pro opakované použití.

Vysvětlení označení na štítcích a návodech k použití.

 Viz návod k použití	 Den výroby	 Nepoužívejte opakovaně
 Číslo výrobku	 Doba použitelnosti	 Nesterilizujte pro opětovné použití
 Číslo šarže	 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen	 Teplotní rozsah 0 až 30 °C
 Zdravotnický prostředek	 Vlhkost 0–70 %	 Sterilizováno ethylenoxidem
 Udržujte v suchu	 Chraňte před slunečním zářením	 Neobsahuje latex
 V souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS (0402).		 Výrobce



40-A1390-220614



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

